



## Plasmacar

RÉF. 190099

Le Plasmacar ne nécessite ni batterie, ni pédales, ni électricité. Pour avancer, inutile de le pousser, il suffit de faire tourner le guidon. Le Plasmacar avance grâce à la force d'inertie-centrifuge et aux frottements. Silencieux, calme et bon marché.  
Poids maximum de l'utilisateur : 100kg. Hauteur selle : 21cm, hauteur guidon : 41cm.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Réf	190099
Transport	Normal
Longueur	79 cm
Age	De 3 ans à 6 ans
Couleur	rouge
Poids	4.90 kg
Largeur	35 cm

### DISPONIBLE EN

Réf	Longueur	Couleur	Poids	Largeur
190098	79 cm	bleu	4.90 kg	35 cm

---

190099

79 cm

rouge

4.90 kg

35 cm

